



PUSH YOUR PERFORMANCE

E⁺motion®

medi Performance Collection



medi. ich fühl mich besser.

A runner in motion, captured from the waist down, wearing dark athletic shorts and a top. The runner is positioned on the right side of the frame, moving towards the left. The background consists of a dark, almost black, space filled with a complex pattern of perspective lines that create a sense of depth and movement, resembling a tunnel or a track. The lighting is dramatic, highlighting the runner's muscles and the texture of their clothing.

PUSH YOUR

PERFORMANCE

MIT FUNKTION, DIE WEITERBRINGT.



E+motion®

Für jedes persönliche Level: E+motion bietet das individuelle Plus an Funktion – für unterschiedliche sportliche Ziele und physische Anforderungen. Die Bandagen erwecken Potenziale und motivieren zu mehr: Push your Performance.

BEI E+MOTION® WIRD PERFORMANCE GROßGESCHRIEBEN

Die neue Generation punktet mit erstattungsfähigen Premium-Bandagen für fünf Gelenkbereiche und vereint dabei mehr als 70 Jahre Kompressionserfahrung mit innovativer Technologie made in Germany.

Vom Material (Performance Material) über die Passform (Performance Fit) bis zum Gestrick (Performance Compression) – die dreifache Kombi bietet effektive Unterstützung bei jeder Bewegung. Mit der Symbiose aus modernem, sportlichem Look und medizinischer Wirkung eignen sich die Bandagen besonders für aktive Menschen, die mehr wollen: mehr Stabilität, Komfort und Performance.

Bieten Sie Ihren Kunden und Patienten Funktion, die weiterbringt – und profitieren auch Sie von den überzeugenden Potenzialen der E+motion Bandagen.




**DIESE
3 FUNKTIONALEN
FEATURES MACHEN
DEN UNTERSCHIED
UND SIND IN ALLEN
E+MOTION BANDAGEN
ENTHALTEN**

1

PERFORMANCE MATERIAL

Mit Merino-Wolle und Dry Skin Technologie.



MERINO

Ist natürlich, geruchshemmend und thermoregulierend. Da sie innenliegend verarbeitet ist, entsteht kein Pilling-Effekt – auch nach mehrfachem Waschen.

MULESING-FREI

Bei mulesing-freier Wolle wird auf das für Schafe schmerzhaftes „Mulesing“ verzichtet – für mehr Tierwohl.



DRY SKIN TECHNOLOGIE

Sorgt für effektiven Feuchtigkeitsabtransport. Die Bandage nimmt Feuchtigkeit bis zu zweimal schneller auf* und transportiert sie an die Oberfläche, wo sie verdunstet.

2

PERFORMANCE FIT

Ergonomisches Sportgestrick –
angenehm bei jeder Bewegung.



ERGONOMISCHE FORM

Für einen nahezu faltenfreien,
sicheren Sitz.



XL-BEWEGUNGSZONEN

Bieten maximale Flexibilität in den
Beugebereichen – für größere
Bewegungsfreiheit genau dort, wo sie
benötigt wird.

3

PERFORMANCE COMPRESSION

Stabilität, Massage und Power im Gestrick.



SPÜRBAR MEHR STABILITÄT UND POWER IM GESTRICK

Durch hochelastische Garne mit großer
Rückstellkraft (starkes Eigenbestreben,
sich wieder zusammenzuziehen).

Die Folge: mehr als 25% straffer und
10% dünner als andere Gestricke* und
ein sehr kompaktes Maschenbild.



3D-SILIKON-QUARZ-PELOTTEN

Entfalten bei Bewegung einen wohl-
tunenden Massageeffekt und regen die
Durchblutung an. Schwellungen können
so schneller abgebaut werden.

*medi Produktvergleich

Genumedi[®] E+motion[®]



Genumedi® E+motion®



PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

PERFORMANCE FIT

Perfect-Fit-Haftband – sitzt bei jeder Bewegung.

Grip-Ons für einfaches Anziehen.

XL-Bewegungszone für mehr Performance.

Ergonomische Form.

Passgenaue Pelotte für jede Größe.

PERFORMANCE COMPRESSION

3D-Silikon-Quarz-Pelotte zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

Spürbar mehr Stabilität und Power* im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

Erhältlich in den Größen 1 – 7

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0009

Genumedi® E+motion ist eine Kniebandage zur Weichteilkompression.

* Hohe Rückstellkraft im Gestrick



Levamed® F+ on®

Levamed® E+motion®

Inklusive
Anziehhilfe



PERFORMANCE FIT

- Angenehmes **Sockenbündchen**.
- **Extragroße Dehnungszone** im Einstiegsbereich.
- **Ergonomische Form**.
- **XL-Bewegungszone** für mehr Performance.

PERFORMANCE COMPRESSION

○ **Extradünne 3D-Silikon-Quarz-Pelotte** zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

○ **Spürbar mehr Stabilität und Power*** im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

PERFORMANCE MATERIAL

○ **Merino-Wolle:** geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

○ **Dry Skin Technologie** für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

Erhältlich in den Größen 1 – 5

Hilfsmittelnummer 05.02.01.0002

Levamed® E+motion ist eine Bandage zur Weichteilkompression des Sprunggelenks.

* Hohe Rückstellkraft im Gestrick



Epicomed[®] otion[®]

Epicomed® E+motion®



PERFORMANCE FIT

- **Stretch-Rippbündchen** – bequem für jede Oberarmgröße.
- **Anti-Slip-System** – sitzt bei jeder Bewegung.
- **XL-Bewegungszone** für mehr Performance.
- **Ergonomische Form.**

PERFORMANCE COMPRESSION

◦ **3D-Silikon-Quarz-Pelotte** zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

◦ **Abnehmbares Gurtband** mit Druckskala.

◦ **Spürbar mehr Stabilität und Power*** im Gestrück – für ein noch besseres Körpergefühl.

PERFORMANCE MATERIAL

- **Merino-Wolle:** geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.
- **Dry Skin Technologie** für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

Erhältlich in den Größen 2 – 6

Hilfsmittelnummer 05.08.01.1001

Epicomed® E+motion ist eine Ellenbogen-Kompressionsbandage mit Pelotten.

* Hohe Rückstellkraft im Gestrück

Manum d active E+moti

A woman with dark hair tied back, wearing a black sports bra and leggings, is holding a thick, dark battle rope. She is looking directly at the camera with a determined expression. The background is black with a pattern of white and grey geometric shapes, including triangles and lines, creating a sense of depth and movement. The lighting is dramatic, highlighting her muscles and the texture of the rope.

Manumed active E+motion®

PERFORMANCE COMPRESSION

Gurtband mit **Quarz-Pad** zur Stabilisierung.

Entlastung des Handknöchels durch **Gurtbandöffnung**.

Spürbar mehr Stabilität und Power* im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

Inklusive
Anziehhilfe



PERFORMANCE FIT

Ergonomischer Stabilisierungsstab auf der Handinnenfläche.

XL-Bewegungszone im Daumenbereich für mehr Performance.

Nahtloses Gestrick.

Ergonomische Form.

PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

Erhältlich in den Größen 1 – 4

Hilfsmittelnummer 05.07.02.0127

Manumed active E+motion ist eine Kompressionsbandage für das Handgelenk.

* Hohe Rückstellkraft im Gestrick



Lumbar[®] plus E+motion

Lumbamed® plus E+motion®



PERFORMANCE COMPRESSION

◦ **Atmungsaktive 3D-Quarz-Massage-Pelotte** zum Abbau von Muskelverspannungen.

◦ **Spürbar mehr Stabilität und Power*** im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

PERFORMANCE MATERIAL

◦ **Merino-Wolle:** geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

◦ **Dry Skin Technologie** für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

PERFORMANCE FIT

◦ **XL-Bewegungszone** durch extragroßen Beinausschnitt.

◦ **Performance-Verschluss** mit Doppelklett und ergonomischen Handschlaufen.

◦ **Ergonomische Form.**


Unisex-Größen 1 – 5
für eine effiziente Lagerhaltung
Hilfsmittelnummer 23.14.03.2018

Lumbamed® plus E+motion ist eine Orthese zur Stabilisierung der LWS mit Rückenpelotte.

* Hohe Rückstellkraft im Gestrick




Genumedi® E+motion®



Ausführung / model	Art.-Nr.
Standard / standard	K.100.60*
Extraweit / extrawide (x-wide)	K.100.61*

Messung
seitlich innen
Measurement
on the medial
side



(d) cm	(f) cm	(f) cm x-wide	(d) inches	(f) inches	(f) inches x-wide	Größe / size
25 – 28	37 – 40	–	9 ¾ – 11	14 ½ – 15 ¾	–	*1
28 – 31	40 – 43	–	11 – 12 ¼	15 ¾ – 17	–	*2
31 – 34	43 – 46	46 – 49	12 ¼ – 13 ½	17 – 18	18 – 19 ½	*3
34 – 37	46 – 49	49 – 52	13 ½ – 14 ½	18 – 19 ½	19 ½ – 20 ½	*4
37 – 40	49 – 52	52 – 55	14 ½ – 15 ¾	19 ½ – 20 ½	20 ½ – 21 ¾	*5
40 – 43	52 – 55	55 – 58	15 ¾ – 17	20 ½ – 21 ¾	21 ¾ – 22 ¾	*6
43 – 46	55 – 58	58 – 61	17 – 18	21 ¾ – 22 ¾	22 ¾ – 24	*7


WARUM GERADE GENUMEDI E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie passgenaue Pelotte mit offener Einfassung zur Minimierung des retropatellaren Drucks.

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0009



Levamed® E+motion®



Art.-Nr.: K.010.60*

Messung
Measurement



cm	inches	Größe / size
17 – 20	6 ¾ – 8	*1
20 – 22	8 – 8 ¾	*2
22 – 24	8 ¾ – 9 ½	*3
24 – 26	9 ½ – 10 ¼	*4
26 – 28	10 ¼ – 11	*5


WARUM GERADE LEVAMED E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie extra dünne Pelotte für den (Sport)schuh.

Hilfsmittelnummer 05.02.01.0002




Epicomed® E+motion®



Art.-Nr.: K.400.60*

Messung
Measurement



cm	inches	Größe / size
20 – 23	8 – 9	*2
23 – 26	9 – 10 ¼	*3
26 – 29	10 ¼ – 11 ½	*4
29 – 32	11 ½ – 12 ½	*5
32 – 35	12 ½ – 13 ¾	*6

WARUM GERADE EPICOMED E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie individuelle Druckregulierung durch zusätzliches Gurtband mit Skala.

Hilfsmittelnummer 05.08.01.1001



Manumed active® E+motion®



black geometric

links / left	rechts / right
K.412.60*	K.413.60*

Messung
Measurement



Handgelenk / wrist		
cm	inches	Größe / size
13 – 15	5 ¼ – 6	*1
15 – 17	6 – 6 ¾	*2
17 – 19	6 ¾ – 7 ½	*3
19 – 21	7 ½ – 8 ¼	*4



Lumbamed® plus E+motion®




black geometric

Art.-Nr.: K.210.60*

Unisex

Messung
Damen


Measurement
ladies



Hüfte / hip		
cm	inches	Größe / size
76 – 86	30 – 34	*1
86 – 98	34 – 38 ¾	*2
98 – 111	38 ¾ – 43 ¾	*3
111 – 125	43 ¾ – 49 ¼	*4
125 – 140	49 ¼ – 55	*5

Messung
Herren

Measurement
men



Taille / waist		
cm	inches	Größe / size
66 – 76	26 – 30	*1
76 – 88	30 – 34 ¾	*2
88 – 101	34 ¾ – 39 ¾	*3
101 – 115	39 ¾ – 45 ½	*4
115 – 130	45 ½ – 51 ¼	*5

WARUM GERADE MANUMED ACTIVE E+MOTION?

Atmungsaktives, nahtloses Sportgestrick sowie ergonomischer Stabilisierungsstab (anpassbar).

Hilfsmittelnummer 05.07.02.0127

WARUM GERADE LUMBAMED PLUS E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie individuell platzierbare Pelotte zur Massage und Stabilisierung.

Hilfsmittelnummer 23.14.03.2018





medi e-shop FÜR HÄNDLER

Bequem online bestellen – rund um die Uhr



Gleich anmelden!

Registrieren Sie sich einfach unter www.medi.biz/e-shop oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Endgerät.

**Sie Haben Fragen?
Unser Service-Team ist für
Sie da.**

Hotline +49 921 912-333
Montag bis Freitag
08.00 bis 17.00 Uhr
ortho@medi.de

**Sie sind Arzt?
Unser kompetentes
Ärzte-Team ist für Sie da.**

T +49 921 912-977
F +49 921 912-377
arzt@medi.de
www.medi.de/arzt

PERFORMANCE

TESTED BY

TOP ATHLETES



*Ob DSV oder Olympiastützpunkt
Bayern – Topathleten testen die
E⁺motion Produkte auf Herz und
Nieren. Für mehr Infos einfach
QR-Code scannen.*

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-333
F +49 921 912-57
medi@medi.de
www.medi.de



Offizieller Ausrüster der
Deutschen Ski-Nationalmannschaften

Olympiastützpunkt
Bayern



4 099787 244130

0030255 / 04.2023